

Auch ideal für das Anbringen von Gipsverbänden.

Nimmt im Handumdrehen jede Form an.



Lässt sich kalt und warm schneiden.



Unterstützung und Steifigkeit lassen sich durch das Übereinanderschichten mehrerer Schichten und das Kombinieren verschiedener Woodcast-Produkte beeinflussen.



**Die Atmungsaktivität des Materials kann durch Öffnen der Inzisionen angepasst werden.
Keine Handschuhe und Schutzkleidung notwendig.**



Produkt	Dahlhausen-Code	Woodcast-Code	Packungsgrösse	Produktabmessungen
Woodcast® 1 mm Ribbon	80.300.04.005	D4500	2 St.	4 cm x 5 m
	80.300.08.007	D8750	1 St.	8 cm x 7,5 m
Woodcast® 2 mm Solid	80.220.14.034	C1434S	20 St.	2 mm x 14,5 cm x 34 cm
	80.220.14.080	C1480S	10 St.	2 mm x 14,5 cm x 80 cm
Woodcast® 2 mm Soft	80.201.14.034	F1434	20 St.	2 mm x 14,5 cm x 34 cm
	80.201.14.080	F1480	10 St.	2 mm x 14,5 cm x 80 cm
Woodcast® 4 mm Solid	80.120.10.040	B1040S	20 St.	4 mm x 10 cm x 40 cm
	80.120.12.040	B1240S	20 St.	4 mm x 12,5 cm x 40 cm

In mehreren Farben verfügbar



Weitere verfügbare Artikel



**Kohäsivbinden
Air Padding
Scheren
Kantenpolster**

Wo kann ich Woodcast kaufen?

Händlerinfo: P.J.Dahlhausen & Co. GmbH
Postfach 56 0132 | Emil-Hoffmann-Str. 53, 50996 Köln
Tel. (02236) 39 13 - 0
www.dahlhausen.de



Willkommen in der Zukunft der Orthesen

Woodcast

Woodcast ist ein absolut ungiftiges, leicht formbares und nachformbares Material, das sich besonders gut für den Einsatz in der Ergotherapie eignet.


Es wird aus reinem Holz und biologisch abbaubarem Kunststoff hergestellt und kann ohne Wasser verarbeitet werden. Das leichte und dünne Material bietet den Patienten einen hervorragenden Tragekomfort. Gebrauchte Orthesen sind als Energie- oder Bioabfälle nutzbar.

Woodcast ist auch blitzschnell und einfach in der Verarbeitung. Das erwärmte Material nimmt im Handumdrehen jede Form an und behält diese sehr schnell bei. Pflegekräfte und Ärzte können sich auf ihre eigentlich Aufgabe, das Anlegen der Orthese, konzentrieren, ohne sich von den späteren Aufräumarbeiten ablenken zu lassen.



**Keine Unordnung.
Mit bloßen Händen
arbeiten.
Ungiftig.**

woodcast®
Naturally better





woodcast® 1 mm Ribbon

Die dünnen Streifen lassen sich wie ein Band wickeln und eignen sich z. B. als Fingerverband. Es lässt sich leicht modellieren und kann so auch an die schwierigsten anatomischen Formen angepasst werden. Lässt sich auch zusammen mit anderen Woodcast-Produkten verwenden.

woodcast® 2 mm Solid

Das leichte, vielseitige und dennoch ausreichend feste Woodcast-Material eignet sich für alle Orthesen. Das Produkt bietet optimale Modellierbarkeit und bestmögliche Anwenderfreundlichkeit.

woodcast® 2 mm Soft

Das flexibelste Mitglied der Woodcast-Familie eignet sich besonders gut für leicht unterstützende Orthesen. Lässt sich auch zusammen mit anderen Woodcast-Produkten verwenden.

woodcast® 4 mm Solid

Auch die stärkste Woodcast-Alternative nimmt widerstandslos jede Form an. Zur lokalen Verstärkung dünnerer Orthesen oder für Anwendungen mit starker Belastung.



Perfekte Anpassung an jede Form.



Woodcast Solid ist die Wahl für die optimale Orthese.

Woodcast lässt sich lokal erwärmen, um z. B. Bandagen oder Streckquengel anzubringen oder geringfügige Anpassungen vorzunehmen.



Bei komplexeren Anwendungen lassen sich auch verschiedene Materialien kombinieren.

Woodcast lässt sich bis ins Detail präzise formen - die Möglichkeiten sind unbegrenzt!

Leicht, dünn und doch fest genug | Nachformbar | Oberflächen haften aufeinander - Kombinier & Schichtbar | Haltbar & waschbar